

1 Einlegerahmen metallfrei

Lösungsmittel- und metallfreie Verarbeitung
Ausführung: starr oder Kopf-/Fusshochlagerung

Kautschuk-Gelenke

Die Federleisten werden in beweglichen Doppel-Gelenkpolstern aus PVC-freiem Kautschuk gelagert und können sich somit der natürlichen Krümmung der Wirbelsäule exakt anpassen. Ein zusätzlicher Pluspunkt besteht darin, dass jede Körperbewegung geräuschlos bleibt.



Metallfreie Verstellung

Alle Lattenrost-Elemente werden metallfrei gearbeitet. Für zusätzlichen Komfort sorgen feinstufige Verstellungen nach dem Liegegefühl-Prinzip. Ideal beim Lesen und bei Bettlägerigkeit.



Mittelgurt aus Baumwolle

Der Mittelgurt aus Baumwolle sorgt für eine optimale Gewichtsverteilung über die gesamte Liegefläche. Die Federleisten werden durch abgesteppte Stofftunnel geführt.



Mittelzonen-Verstärkung

Zum individuellen Einstellen der Einsinktiefe im Hüftbereich werden 6 Leisten doppelt ausgelegt und mit arretierbaren Mittelzonen-Verstellern versehen. Durch Verschieben der Versteller nach innen oder außen wird der Lattenrost im Hüftbereich weicher oder härter eingestellt.



Natürliche Oberfläche

Das Holz für diesen Bio-Lattenrost hat keine zusätzliche Oberflächen-Behandlung erfahren, ist also roh/unbehandeltes Massivholz. Der Lattenrost eignet sich daher auch ideal für Allergiker.



Schulter-Komfortzone

Im Schulterbereich werden 4 speziell verjüngte Federleisten eingesetzt, die eine automatische Abfederung bewirken. Sie sinken in der Seitenlage weich ein und Ihre Muskulatur kann sich entspannen.

